



# ISTRUZIONI

J00596

2007-02-08



## CUSCINI ACCESSORI DELLO SCHIENALE DEI MODELLI VRSC

### GENERALITÀ

#### Numeri kit

51569-01, 51583-01, 51589-05, 51599-05, 51645-06, 51782-07, 51783-07, 51982-08, 52748-02, 53762-06, 53763-06.

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Elemento	Descrizione (q.tà)	Numero codice
1	Cuscino dello schienale	Parte non venduta separatamente
2	Vite (2)	4263M

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

Questi cuscini si possono montare più facilmente con il kit alzata dello schienalino già installato.

1. Installare l'alzata dello schienalino secondo le istruzioni contenute nel kit.
2. Tenere il cuscino contro l'alzata con la parte morbida rivolta in avanti.
3. Vedere Figura 1. Allineare i due fori di montaggio nell'alzata dello schienalino ai due inserti filettati nel cuscino.





Figura 1. Schienalino e viti

4. Vedere Figura 2. Iniziare ad avvitare ciascuna delle due viti a testa bombata. All'inizio potrebbe essere un po' difficile avvitare queste viti poiché devono perforare il foglio di plastica all'interno del cuscino per arrivare all'inserto filettato. Per avviare le viti, potrebbe essere necessario usare una chiave a brugola da 4 mm mentre si tiene il cuscino stretto contro l'alzata.
5. Usando una chiave a brugola da 4 mm, serrare le viti un poco alla volta, passando dall'una all'altra. Questo al fine di assicurarsi che il vinile si espanda uniformemente nel canale ricavato all'interno della barra dell'alzata. Continuare passando da un lato all'altro finché entrambe le viti non sono fissate saldamente.
6. Serrare entrambe le viti ad una coppia di 5,6-6,8 N·m (50-60 in-lb).



is00008



- 1. Cuscino dello schienale
- 2. Vite (2)
- 3. Schienalino (acquistato separatamente)

**Figura 2. Cuscino generico dello schienale**